

Réponse : LASER RADIALE OU TULIPE

Votre organisme professionnel souhaite-t-il préciser la fluence cible d'une occlusion de varice saphène par laser en fonction des caractères anatomiques principaux considérés en pratique ?

Grande veine saphène vs petite veine saphène ; jonction saphène vs tronc ; diamètre du segment considéré

Réponse :

60 joules pour saphène jambière

70-80 joules gold standard pour veines de diamètre compris entre 6 mm et 12 mm intra fasciales

80 à 100 joules si diamètre entre 12 mms et 20 mms

100 a 140 joules à la JSP et JSF

SELON DONNEES DES INDUSTRIELS